

Bei der Behandlung der Einzelteile ist zu beachten:

Gehäuse
475 010 010 4

Nacharbeit nach Zeichnung 475 998 010 4

Topf
475 604 022 4

Altteil-Nr. 475 999 022 4, im Gerät
475 604 ... 7 aufbrauchen.

Kolben
475 604 622 2

Altteil-Nr. 475 999 622 4, im Gerät
475 604 ... 7 aufbrauchen.

Druckfeder
896 013 100 4
ersetzt durch
896 044 070 4

Verschrotten.

Druckfeder
896 020 010 4
ersetzt durch
896 044 080 4

Verschrotten.

Druckfeder
896 038 030 4
ersetzt durch
896 044 080 4

Verschrotten.

Druckfeder
896 041 670 4
ersetzt durch
896 044 090 4

Verschrotten.

COPYRIGHT BY WABCO WESTINGHOUSE GMBH HANNOVER

834 000 020

			IDENTIFICATION CODE			
	D		R 475 010 000 0		18	SHEET
	C				19	2/2
	B					
20	A	22				
CHANGE NO	LETT	DATE	CODE FOR FUNCTION 23	CODE FOR SHAPE 24	CODE FOR DOCUMENT 75	